

j.t.m. linthorst



elastiekeninstructie

info

naam _____

datum _____


soort elastiek green blue red

Elastieken worden gebruikt in combinatie met vaste apparatuur. Elastiek wekt in uitgerekte toestand bepaalde krachten op. Deze krachten worden zó uitgekiend dat in samenwerking met de vaste beugel je tanden en kiezen zo goed mogelijk bewegen. Elastieken vormen vaak de 'motor' van je beugel. Als je ze niet nauwgezet volgens de instructies draagt heeft de behandeling nauwelijks effect. >

Poets minstens 3 keer per dag je tanden...

j.t.m. linthorst

rechts in de mond



Er bestaan verschillende soorten elastieken:
grotere, kleinere, dikkere en dunner.
Daarbij kunnen ze op allerlei manieren worden
aangebracht. Let daarom goed op welke soort
elastieken je hebt gekregen en hoe ze zijn
aangebracht.

Poets 's morgens...



vooraanzicht



De pinnetjes waaraan het elastiek wordt vastgemaakt kunnen verbuigen of loslaten. Bel dan direct de praktijk **(013 467 09 70)** voor een afspraak. Deze problemen worden snel verholpen, van maandag t/m donderdag, 's morgens tussen 8.00 en 8.30 uur.

>

poets na het middageten...



Je moet de elastieken permanent dragen, tenzij anders voorgeschreven (24 uur per dag, dus óók op school).

Elastieken moeten elke dag door nieuwe worden vervangen, als ze niet eerder zijn gebroken of verloren. Zorg er daarom voor dat je ze altijd bij je hebt!

Vraag om nieuwe elastieken als ze bijna op zijn! Zie voorpagina voor de soort elastieken die jij gebruikt.

en poets iedere avond !... Ook je beugel !

plataanstraat 62
5037 ED tilburg
tel. 013 467 09 70
fax 013 463 83 56
balie@kvot.nl
www.kvot.nl